

Diamo un Calcio al Calcio

Shockwave Medical è ora in diretta in Italia

TEAM ITALIANO



Andrea Argento

Territory Sales Manager Triveneto

☎ (+39) 333 8607974
✉ aargento@shockwavemedical.com



Marco Fariselli

Territory Sales Manager Emilia Romagna e Peripheral Business Development Manager Italy

☎ (+39) 333 2880716
✉ mfariselli@shockwavemedical.com



Alessio Beconi

Territory Sales Manager Toscana e Liguria Orientale

☎ (+39) 348 4903745
✉ abeconi@shockwavemedical.com



Cristiano Marinelli

Territory Sales Manager Lombardia

☎ (+39) 340 9855023
✉ cmarinelli@shockwavemedical.com



Francesca Crivelli

Territory Sales Manager Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Occidentale

☎ (+39) 340 2753166
✉ fcrivelli@shockwavemedical.com



Francesco Martella

Territory Sales Manager Lombardia

☎ (+39) 340 2287298
✉ fmartella@shockwavemedical.com

TEAM INTERNAZIONALE



Alberto Totaro

Director of Sales Iberia and Italy

☎ (+39) 349 4735407
✉ atotaro@shockwavemedical.com



Liliana Vitorino

Global Marketing Director

☎ (+351) 918 567 236
✉ lvitorino@shockwavemedical.com



Scopri di più sul nostro sito web:

WWW.SHOCKWAVEMEDICAL.COM

SCOPRI IL PORTAFOGLIO DEI PRODOTTI SHOCKWAVE

Coronarico

SHOCKWAVE | C²

Codice Prodotto	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Numero tot di impulsi	Compat. con guida (in)	Compat. con Catetere Guida	Lungh. di Lavoro (cm)	Balloon Crossing Profile (in)
C2IVL2512	2.5	12	80	0.014"	6F	138	.044 max
C2IVL3012	3.0	12	80	0.014"	6F	138	.045 max
C2IVL3512	3.5	12	80	0.014"	6F	138	.045 max
C2IVL4012	4.0	12	80	0.014"	6F	138	.047 max

Coronarico

SHOCKWAVE | C²⁺

Codice Prodotto	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Numero tot di impulsi	Compat. con guida (in)	Compat. con Catetere Guida	Lungh. di Lavoro (cm)	Balloon Crossing Profile (in)
C2KIVL2512	2.5	12	120	0.014"	5F	138	.044 max
C2KIVL3012	3.0	12	120	0.014"	5F	138	.045 max
C2KIVL3512	3.5	12	120	0.014"	5F	138	.045 max
C2KIVL4012	4.0	12	120	0.014"	5F	138	.047 max

Periferico (ATK e Poplitea)

SHOCKWAVE | M⁵

Codice Prodotto	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Compat. Introdotto	Lungh. di Lavoro (cm)	Impulsi/Ciclo	Cicli	Impulsi (Max)	Balloon Crossing Profile (in)
M5IVL3560	3.5	60	6F	110	30	10	300	.054
M5IVL4060	4.0	60	6F	110	30	10	300	.057
M5IVL4560	4.5	60	6F	110	30	10	300	.058
M5IVL5060	5.0	60	6F	110	30	10	300	.062
M5IVL5560	5.5	60	6F	110	30	10	300	.064
M5IVL6060	6.0	60	6F	110	30	10	300	.066
M5IVL6560	6.5	60	7F	110	30	10	300	.068
M5IVL7060	7.0	60	7F	110	30	10	300	.073

Periferico (ATK e Poplitea)


SHOCKWAVE | M⁵⁺

Codice Prodotto	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Compat. Introdotto	Lungh. di Lavoro (cm)	Impulsi/Ciclo	Cicli	Impulsi (Max)	Balloon Crossing Profile (in)
M5PIVL3560	3.5	60	6F	135	30	10	300	.054
M5PIVL4060	4.0	60	6F	135	30	10	300	.054
M5PIVL4560	4.5	60	6F	135	30	10	300	.057
M5PIVL5060	5.0	60	6F	135	30	10	300	.061
M5PIVL5560	5.5	60	6F	135	30	10	300	.062
M5PIVL6060	6.0	60	6F	135	30	10	300	.065
M5PIVL6560	6.5	60	6F*	135	30	10	300	.066
M5PIVL7060	7.0	60	6F*	135	30	10	300	.068
M5PIVL8060	8.0	60	7F	135	30	10	300	.074

Periferico (BTK)

SHOCKWAVE | S⁴

Codice Prodotto	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Compat. Introdotto	Lungh. di Lavoro (cm)	Impulsi/Ciclo	Cicli	Impulsi (Max)	Balloon Crossing Profile (in)
S4IVL2540	2.5	40	5F	135	20	8	160	.048
S4IVL3040	3.0	40	5F	135	20	8	160	.048
S4IVL3540	3.5	40	5F	135	20	8	160	.048
S4IVL4040	4.0	40	5F	135	20	8	160	.050



*6F Compatibile con Terumo Pinnacle® Destination® Guiding Sheath e Cook Flexor® Ansel Guiding Sheath.

Per effettuare il vostro ordine,
contattate il nostro servizio clienti

 (+39) 800 829651

 cs.italy@shockwavemedical.com



PER EFFETTUARE UN ORDINE

Servizio Clienti



Indirizzo e-mail del servizio clienti:

cs.italy@shockwavemedical.com

T: (+39) 800 829 651

Indirizzo e-mail per gli avvisi di rimessa:

accountsreceivable@shockwavemedical.com

Informazioni per ordini



INFORMAZIONI BANCARIE

Nome:

Banca Nazionale del Lavoro - Suc. 37 ROMA

Indirizzo:

V.le Altiero Spinelli, 30 CAP: 00157 ROMA

Beneficiario:

Shockwave Medical Italy SRL

IBAN: IT62 V010 0503 3370 0000 0007 340

Codice BIC: BNLIITRR

Valuta: EURO (€)

DATI AZIENDALI

Nome: Shockwave Medical Italy SRL | **Indirizzo:** Viale Abruzzi 94, 20121 Milano - Italia

Partita IVA: IT 12610410966

Per maggiori informazioni, visita [shockwavemedical.com](https://www.shockwavemedical.com)

Prior to use, please reference the Instructions for Use for more information on indications, contraindications, warnings, precautions, and adverse events.